

# Recomendaciones para la limpieza de ambulancias en el marco de la contingencia por COVID 19



Ministerio de Salud  
Argentina

**Objetivo:**

Disminuir la carga viral de los elementos de la ambulancia durante el transporte.

**Material necesario:**

- ✓ Equipo de EPP (Equipo de Protección Personal).
- ✓ Paños descartables de único uso.
- ✓ Atomizadores con limpiador /desinfectante de superficie de uso exclusivo.
- ✓ Productos para la limpieza y desinfección de elementos electrónicos (según sugiere el fabricante).

**Procedimiento de protección para el operador:**

- ✓ Realizar lavado de manos con agua y jabón o higiene con solución alcohólica.
- ✓ Colocarse el camisolín, mangas largas con puño, barbijo tipo quirúrgico, antiparras y guantes de látex descartables no estériles.

**Recomendaciones generales:**

- ✓ Se sugiere realizar la limpieza de rutina con agua y jabón o detergente para eliminar la suciedad y materia orgánica, seguida del uso adecuado de desinfectantes.
- ✓ Es posible que sea necesario tapar algunos equipos reutilizables con cubiertas plásticas desechables para protegerlos de la contaminación si no pueden ser descontaminados con desinfectantes sin correr el riesgo de dañarlos (según las recomendaciones del fabricante). Las cubiertas deben cambiarse según corresponda (por ej., al finalizar cada turno, después de cada uso) o cuando estén visiblemente contaminadas. Deseche las cubiertas en una bolsa o contenedor de residuos antiderrames.

**Recomendaciones específicas para la limpieza de la ambulancia:**

*Deben emplearse métodos de limpieza de rutina en todo el vehículo con especial atención a ciertas áreas que se especifican a continuación:*

- ✓ Limpie y desinfecte las áreas del vehículo que no sean para la atención de pacientes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- ✓ Las áreas del vehículo que no sean para la atención de pacientes, como el compartimento del conductor, pueden contaminarse indirectamente, por ejemplo al tocar el volante con un guante contaminado. El personal debe estar particularmente alerta para evitar contaminar superficies ambientales que no estén directamente relacionadas con la atención de pacientes (por ej., volantes, interruptores de luces).

- ✓ Si las superficies del compartimento del conductor se contaminan, deben ser limpiadas y desinfectadas según las recomendaciones del punto 4.
- ✓ Use guantes desechables no esterilizados que estén recomendados por el fabricante del detergente/desinfectante al limpiar el compartimento de atención de pacientes o al manipular soluciones de limpieza y desinfección.
- ✓ Deseche los guantes si se dañan o ensucian y al completar la limpieza en una bolsa resistente antiderrames (por ej., una bolsa roja) bien atada y que no se abra nuevamente.
- ✓ Nunca lave o reutilice los guantes. Evite las actividades en las que se puedan generar partículas contagiosas. Puede necesitar protección para los ojos, como una máscara o gafas protectoras, si es probable que haya salpicaduras. Las actividades de limpieza deben ser supervisadas e inspeccionadas periódicamente para asegurar que se sigan los procedimientos correctos.
- ✓ Las superficies de los compartimentos de atención de pacientes que se tocan con frecuencia (incluyendo camillas, barandas, paneles de control de los equipos médicos, pisos, paredes, techos y superficies de trabajo adyacentes, picaportes, radios, teclados y teléfonos celulares) que se contaminan directamente con las secreciones respiratorias y otros fluidos corporales durante del paciente, o indirectamente al ser tocadas con los guantes, deben limpiarse primero con agua y detergente, y luego con un desinfectante hospitalario .
- ✓ Asegúrese de que la superficie se mantenga húmeda con el desinfectante durante todo el tiempo recomendado por el fabricante.
- ✓ Las superficies no porosas de los compartimentos de atención de pacientes que no se tocan con frecuencia pueden lavarse con agua y detergente.
- ✓ Utilice técnicas húmedas para quitar el polvo, aplique con un paño soluciones de limpieza y/o desinfectantes).
- ✓ Limpie cualquier derrame pequeño de fluido corporal (por ej., vómito de un paciente enfermo) primero con agua y detergente, y luego con un desinfectante.
- ✓ Los derrames grandes de fluidos corporales (por ej., vómito) deben limpiarse removiendo primero la materia orgánica visible con un material absorbente (por ej., toallas de papel desechables que luego deben ser desechadas en bolsa roja.
- ✓ Coloque los aparatos y equipos reutilizables para la atención de pacientes que hayan sido contaminados en bolsas para residuos patológicos claramente marcadas para su limpieza y desinfección, o esterilización según corresponda.
- ✓ Limpie y desinfecte o esterilice los aparatos y equipos reutilizables de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

- ✓ Después de limpiar, quítese los guantes y deséchelos tal como se indicó en una bolsa roja.
- ✓ Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón, o con un gel para manos a base de alcohol. Evite tocarse la cara con los guantes puestos o antes de lavarse las manos.

Fuentes:

- 1) *PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control. April 2018.*
- 2) *IPAC Canada Practice Recommendations for Environmental Cleaning and Disinfection of Emergency Vehicles. Mayo de 2014.*

*Estas recomendaciones están en continua revisión y podrán ser modificadas si la situación lo requiriese.*

[argentina.gob.ar/salud](https://argentina.gob.ar/salud)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** LIMPIEZA AMBULANCIAS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.